

Stimate Domnule Doctor / Stimate Doamnă Doctor,

Prin prezenta avem plăcerea de a vă transmite câteva informații importante legate de implantarea LIO multifocale, și anume a prezenta pe scurt acele cazuri în care pacientului nu îi este recomandat a i se implanta o astfel de LIO, după cum urmează:



Lentilele Multifocale

Nu sunt recomandate în următoarele cazuri:

- Diferența dintre axa vizuală și axa optică este mai mică de 0.5mm pe planul corneei;
- Diametrul pupilei în condiții de lumină slabă este mai mic de 3.5mm;
- Valoarea acuității vizuale postoperatorie este mai mică de 0.8 cu astigmatism postoperator mai mare de 1.5, sau raportul indicelui HOA (High Order Aberation) mai mare de 0.14;
- Cazuri traumatice cu zonuloliză extinsă;
- Descentrarea și înclinarea lentilei;
- Sindromul Pseudoexfoliere;
- Sindromul Marfan.

Sunt recomandate procedurile de topografie, pupilometrie și biometrie optică, înainte de orice intervenție.

Constanta A a LIO multifocale Kontur/1stQ este de 118.6

Cu stimă,

Kembli-Med Srl